



**Ayudas Dinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

# Reposabrazos abatibles SUPPORTER

ref: AD512

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/elevadores-y-reposabrazos-para-wc/reposabrazos-abatibles-supporter>



Los reposabrazos abatibles SUPPORTER son muy prácticos y funcionales y van fijados directamente a la taza del WC.





No hay necesidad de hacer agujeros en las paredes o en el suelo, lo que significa que el SUPPORTER es ideal cuando se precisan reposabrazos durante un periodo limitado o simplemente cuando las paredes no ofrecen las necesarias garantías para fijar otro tipo de ayudas.



**Asiento con gran apertura**

La forma del asiento es ergonómica y cómoda a la vez que ofrece la mejor accesibilidad al disponer de una gran apertura.



**Asiento espacioso y seguro**

La forma de los reposabrazos ofrece un buen apoyo, al mismo tiempo que proporcionan mucho espacio sin riesgo de pellizcos.



**Superficies fáciles de limpiar.**

Los reposabrazos se pueden extraer de forma fácil en cuestión de segundos.

**Agarre estable**

El reposabrazos tiene forma redonda para proporcionar un agarre estable al ponerse de pie.

5

130

**Tabla de medidas y modelos**

Modelo	Ancho total	Ancho e/brazos	Alto inodoro-brazo	Ancho orificio	Fondo orificio
AD512	60 cm	49 cm	25 cm	22 cm	32 cm

