



Ayudas Dinámicas®
Productos para una mayor independencia

Reposabrazos abatibles SUPPORTER

ref: AD512

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/elevadores-y-reposabrazos-para-wc/reposabrazos-abatibles-supporter>



Los reposabrazos abatibles SUPPORTER son muy prácticos y funcionales y van fijados directamente a la taza del WC.





No hay necesidad de hacer agujeros en las paredes o en el suelo, lo que significa que el SUPPORTER es ideal cuando se precisan reposabrazos durante un periodo limitado o simplemente cuando las paredes no ofrecen las necesarias garantías para fijar otro tipo de ayudas.



Asiento con gran apertura

La forma del asiento es ergonómica y cómoda a la vez que ofrece la mejor accesibilidad al disponer de una gran apertura.



Asiento espacioso y seguro

La forma de los reposabrazos ofrece un buen apoyo, al mismo tiempo que proporcionan mucho espacio sin riesgo de pellizcos.



Superficies fáciles de limpiar.

Los reposabrazos se pueden extraer de forma fácil en cuestión de segundos.

Agarre estable

El reposabrazos tiene forma redonda para proporcionar un agarre estable al ponerse de pie.

5

130

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho total	Ancho e/brazos	Alto inodoro-brazo	Ancho orificio	Fondo orificio
AD512	60 cm	49 cm	25 cm	22 cm	32 cm

