



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Asideras 'Ergogrip'

ref: LI2611...

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/asideras/asideras-ergogrip>



La extraordinaria calidad de LINIDO ahora con tubo de acero inoxidable pulido o pintado de 27mm de diámetro y tapas blandas de plástico disponibles en blanco o negro. Disponible en diferentes largos: 30, 40, 50 y 60 cm.

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Longitud	Distancia pared a barra
LI2611.030	30 cm	7,5 cm
LI2611.040	40 cm	7,5 cm
LI2611.050	50 cm	7,5 cm
LI2611.060	60 cm	7,5 cm

