



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Asiento de ducha abatible con respaldo Linido

ref: LI2202.200B

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/asientos-abatibles/asiento-de-ducha-abatible-con-respaldo-linido>



Las cuidadas formas curvas del respaldo han sido estudiadas para permitir adoptar cómodamente diferentes posturas, desde una más erguida y atenta, hasta una más relajada.

Asiento de ducha con su respaldo reforzado con acero inoxidable.

Como todos los asientos de Linido se trata de un asiento muy duradero y resistente, y totalmente inoxidable.

Disponibile en 5 colores:

Blanco. RAL 9010

Crema. RAL 9001

Rojo. RAL 3003





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

Azul. RAL 5002


Negro. RAL 9005

Para usuarios de más de 125 Kg recomendamos utilizar este asiento de ducha sin brazos en combinación con barras abatibles alicatadas a la pared en ambos lados del asiento. También se recomienda poner unas patas


## Accesorios



- Asiento blando para asiento de ducha Linido



- Patas para asiento de ducha inoxidable accesorio blanco



- Estructura click-on altura regulable inoxidable blanco

