



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla de servicio

ref: AD901

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-con-inodoro/silla-de-servicio>



Una silla de WC con diversas utilidades. Puede estar en la habitación junto a la cama, ya que lleva una cubeta orinal con asa, o bien se puede utilizar directamente sobre la taza del WC como elevador, a la vez que los reposabrazos sirven de ayuda para incorporarse.

- Brazos abatibles para facilitar la transferencia lateral.
- Altura graduable.

8

100

## Tabla de medidas y modelos





**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

<b>Modelo</b>	<b>Ancho total</b>	<b>Fondo asiento</b>	<b>Alto asiento/suelo</b>	<b>Ancho e/brazos</b>
AD901	55 cm	52 cm	36 - 46 cm	45 cm

