



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## **Arnés GOLIATH XXL (320 kg)**


ref: A914

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/arneses/arnes-goliath-xxl-320-kg>



Arnés especialmente reforzado para realizar las transferencias de personas con gran sobrepeso y hacerlo con seguridad y comodidad tanto para el usuario como para el cuidador. Suministrado en talla única.





COLOCACIÓN DE  
UN ARNÉS PARA  
REALIZAR  
TRANSFERENCIAS  
DESDE LA CAMA:

ELEVACIÓN DE  
UN PACIENTE  
CON GRÚA  
DESDE EL SUELO: