



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Rollator polivalente ARTRITIS

ref: AD120

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/rolators/caminador-polivalente-artris>



Este rolator tiene soportes de poliuretano blando para los antebrazos y está especialmente diseñado para responder a las necesidades de movilidad de pacientes con reumatismo o artritis.

- Fabricado en acero, es un rolator robusto y resistente.
- Puños con freno de altura graduable y ruedas de 200 mm de PU, antipinchazos.
- Asiento de 22 x 42 cm
- Alto asiento al suelo: 62 cm

14

120





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Ancho total | Alto graduable | Fondo total |
|--------|-------------|----------------|-------------|
| AD120 | 58 cm | 103 - 120 cm | 68 cm |

