



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Muleta con puño anatómico blando

ref: AD112

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/Bastones%20y%20muletas/muleta-con-puno-anatomico-blando>



Muleta de aluminio de gran estabilidad regulable, con puño anatómico blando (antibacterias). Por seguridad incorpora 2 reflectantes: uno delante y otro detrás.

## **Silencioso:**

Sistema "Anti - Ruido" integrado entre los tubos, permite una marcha silenciosa.

## **Puño anatómico blando:**

Con puño anatómico blando SOFT (antibacterial), para un mayor confort.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

140

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Mano	Puño a suelo	Codera a puño
AD112R	Derecha	76 a 96 cm	23 cm
AD112L	Izquierda	76 a 96 cm	23 cm

