



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Expositor 10 bastones plegables 'Fashion'

ref: AD413/EXPO

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/Bastones%20y%20muletas/expositor-10-bastones-plegables-fashion>



Multicolor y alegre expositor giratorio del que cuelgan 10 bastones AD 413 (uno de cada color disponible) ocupando un espacio mínimo. Su base circular apenas tiene 23 cm de diámetro y una altura de 50 cm.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Base	Alto
AD413/EXPO	23 cm	50 cm

