



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Bastones de aluminio de puño anatómico

ref: AD415..

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/Bastones%20y%20muletas/bastones-de-aluminio-de-puno-anatomico>



El puño anatómico permite apoyar toda la mano de manera natural y cómoda, aliviando mucho la presión, la tensión y el consiguiente dolor. Altura graduable de 80 cm a 102 cm con ajuste silenciador que impide el molesto ruido que hacen muchos bastones durante la marcha. Disponible para derecha o izquierda: indicar AD415d o AD415i.

90

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Mano	Alto graduable
--------	------	----------------





**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

AD415D	derecha	80 - 102 cm
--------	---------	-------------

AD415i	izquierda	80 - 102 cm
--------	-----------	-------------

