



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Expositor 20 bastones 'Fashion'

ref: AD414/EXPO

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/Bastones%20y%20muletas/expositor-giratorio-20-bastones-fashion>



Lleno de colorido y alegre expositor giratorio, del que cuelgan 20 bastones FASHION, ocupa el mínimo espacio. Coronado con una gruesa cartulina que publicita a dos caras las cualidades y el PVP de los bastones expuestos.

**20 bastones AD414, 2 de cada color.**

Alto: 1,75 cm Diámetro: 40 cm

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Base	Alto
	40 cm	175 cm

