



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Asiento de ducha abatible de altura regulable con respaldo y brazos

ref: R7151

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/asientos-abatibles/asiento-de-ducha-abatible-de-altura-regulable-con-respaldo-y-brazos-presalit>



Un asiento versátil y flexible: ideal para un lavabo con diferentes usuarios, este asiento de altura regulable permite regular la altura del asiento y del respaldo (o en su caso los brazos) de forma independiente para adaptarse a las diversas morfologías de usuarios diferentes.

Fabricado en un material blando y de tacto cálido, a la vez que antideslizante.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia




Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Fondo total	Ancho respaldo	Alto respaldo	Plegado
R7151	36 cm	31 cm	45 cm	36 cm	14 cm	17,5 cm

