



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Bidet Universal

ref: AD500E

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/elevadores-y-reposabrazos-para-wc/bidet-universal>



Práctico bidet de plástico, con compartimento para el jabón, que se acopla directamente sobre la porcelana del WC para facilitar la higiene íntima.

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Ancho orificio interior | Fondo orificio interior | Profundidad |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| AD500E | 24 cm | 30 cm | 10 cm |

