



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Bidet Universal

ref: AD500E

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/elevadores-y-reposabrazos-para-wc/bidet-universal>



Práctico bidet de plástico, con compartimento para el jabón, que se acopla directamente sobre la porcelana del WC para facilitar la higiene íntima.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho orificio interior	Fondo orificio interior	Profundidad
AD500E	24 cm	30 cm	10 cm

