



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla plegable ligera 'Gades'

ref: PL41/40

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-ruedas/silla-plegable-ligera-gades>



Una silla definitivamente fácil de manejar. A pesar de ser una silla standard incorpora todas las prestaciones que hasta ahora estaban disponibles solamente en las sillas de ruedas de gama y precio superior.

- Reposabrazos desmontables y abatibles montados sobre la parte trasera del asiento y no al lado, lo que permite obtener una silla más estrecha: 5 cm menos que otra silla con el mismo tamaño de asiento. Permiten las transferencias laterales sin necesidad de extraerlos.
- Reposapiés abatibles (desmontables) hacia dentro y hacia fuera de la silla, lo que permite acortar la silla sin necesidad de desmontarlos para pasar por lugares estrechos y pequeños que antes resultaban inaccesibles, como ascensores, lavabos, etc...
- Ruedas traseras de 600 mm y de 300 mm ø.







Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Altura asiento suelo	Fondo asiento	Alto respaldo	Ancho total	Fondo total	Altura total
PL41A40	40 cm	50 cm	40 cm	43 cm	58 cm	105 cm	90 cm
PL41A42	42 cm	50 cm	40 cm	43 cm	60 cm	105 cm	90 cm
PL41A45	45 cm	50 cm	40 cm	43 cm	62 cm	105 cm	90 cm
PL41A48	48 cm	50 cm	40 cm	43 cm	66 cm	105 cm	90 cm
PL40A40	40 cm	50 cm	40 cm	43 cm	57 cm	92 cm	90 cm
PL40A42	42 cm	50 cm	40 cm	43 cm	59 cm	92 cm	90 cm
PL40A45	45 cm	50 cm	40 cm	43 cm	61 cm	92 cm	90 cm

Accesorios

-  Asiento inodoro standard
-  Reposapiés elevables 'Silla Gades'