



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Silla 'Clasic 300' cromada

ref: PL30

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-ruedas/silla-clasic-300-cromada>



Silla económica y de gran resistencia, ideal para instituciones.

Fabricada en acero y cromada,

Adecuada para personas con problemas para autopropulsarse, e ideal para maniobrar en pequeños espacios.

Tapicería lavable de nylon.

Ruedas de PU antipinchazos. Ruedas delanteras macizas de 200 mm ø. (Opcionalmente hinchables)

Reposabrazos desmontables (largos o cortos).

Reposapiés extraíbles y graduables en altura.





## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Altura asiento suelo	Alto respaldo	Ancho total	Fondo total	Alto total
PL30A40	40 cm	40 cm	50 cm	40 cm	57 cm	98 cm	91 cm
PL30A42	42 cm	40 cm	50 cm	40 cm	59 cm	98 cm	91 cm
PL30A45	44 cm	40 cm	50 cm	40 cm	63 cm	98 cm	91 cm

## Accesorios



- Asiento inodoro standard



- Reposapiés elevable izquierdo



- Reposapiés elevable derecho

