



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Silla plegable 'Classic'

ref: PL31/30

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-ruedas/silla-plegable-classic>



Fabricada en acero y cromada, es una silla económica y de gran resistencia ideal para instituciones. Tapicería lavable de nylon. Reposabrazos desmontables ( largos o cortos ) Ruedas de PU antipinchazos de 600 mm o 300 mm Ruedas delanteras macizas de 200 mm Reposapiés extraíbles y graduables en altura

100

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Alto total	Ancho total	Fondo total	Alto asiento suelo	Fondo asiento	Alto respaldo
PL31A42	42 cm	91 cm	62 cm	104 cm	50 cm	40 cm	40 cm








**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

PL31A44	44 cm	91 cm	66 cm	104 cm	50 cm	40 cm	40 cm
PL30A42	42 cm	91 cm	59 cm	98 cm	50 cm	40 cm	40 cm
PL30A44	44 cm	91 cm	63 cm	98 cm	50 cm	40 cm	40 cm

## Accesorios

-  Reposapiés elevable derecho
-  Asiento inodoro standard
-  Reposapiés elevable izquierdo

