



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla de interior reclinable

ref: TS5

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-ruedas/silla-de-interior-reclinable>



Silla de ruedas fija con respaldo reclinable en diferentes posiciones hasta 160°. Estructura de acero cromado de alta resistencia. Tapizado anatómico. Reposabrazos extraíble. Ruedas traseras con freno. Asiento inodoro con cubeta extraíble.

Opcional:

- Reposapiés elevable

19

100





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Alto asiento suelo	Alto respaldo	Ancho total	Fondo total	Alto total
TS5	43 cm	45 cm	50 cm	52 cm	54 cm	91 cm	100 cm

