



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Asiento de ducha abatible Linido

ref: LI2201.200

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/asientos-abatibles/asiento-de-ducha-abatible-linido>




El asiento de ducha de Linido inspira confianza. Está fabricado en plástico de alta resistencia y es totalmente inoxidable. Un diseño cómodo y funcional con cuidadas formas curvadas que da seguridad y que invita a relajarse. Está disponible en blanco y negro.

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Ancho total	Fondo total
LI2201.200	43 cm	41 cm	49 cm	52 cm

## Accesorios


-  Asiento blando para asiento de ducha Linido





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



- Patas para asiento de ducha inoxidable accesorio blanco

