



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Sillón basculante 'Siesta'

ref: AD811

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillones-basculantes-y-elevadores/sillon-basculante-siesta>



Independencia y confort en el hogar, el sillón se reclina e incorpora fácilmente sólo agarrando los aros junto a los reposabrazos. Sin esfuerzo, un ingenioso sistema de muelles que precisan apenas un mínimo esfuerzo. Las piernas se elevan automáticamente cuando el usuario se reclina y vuelve a su posición original cuando éste se incorpora.

De similares características que el modelo AD800 aunque diseñado especialmente para el hogar y para personas independientes.

Las prácticas ruedas para desplazar el sillón quedan discretamente disimuladas bajo un embellecedor cuando no se precisan.

Microfibra impermeable.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

28

130

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Altura asiento-suelo	Alto respaldo	Ancho total	Fondo total
AD811	44 cm	44 cm	47-51 cm	80 cm	95 cm	98 cm

