



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Asiento de ducha abatible con respaldo y brazos Linido

ref: LI2203.200

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/asientos-abatibles/asiento-de-ducha-abatible-con-respaldo-y-brazos-linido>



Asiento completo, con respaldo y con brazos ergonómicos y abatibles de forma independiente.


Tabla de medidas





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia




Recomendamos este asiento con brazos para usuarios de hasta 125 Kg. Para pesos mayores se recomienda poner unas patas y así poder conseguir hasta 300kg de peso máximo.

Accesorios



- Asiento blando para asiento de ducha Linido



- Patas para asiento de ducha inoxidable accesorio blanco