



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Bolsa 'Security'

ref: H8615

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/bolsas-y-mochilas/bolsa-security>



Bolsita imitación piel, ideal para tener a mano pequeños objetos.

Conveniente y discreta por seguridad.

Unas cinchas ajustables permiten ponerla bajo la silla de ruedas.

Suministrada en color negro.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Alto	Ancho
H8615	17 cm	30 cm

