



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Bolsa bajo asiento

ref: H8633

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/bolsas-y-mochilas/bolsa-bajo-asiento>



Esta ingeniosa bolsa proporciona un práctico compartimento debajo del asiento de la silla de ruedas. Queda fácilmente asegurada a la silla y de un modo simple se desmonta para su transporte. Esta bolsa es una alternativa más segura que otras bolsas para sillas de ruedas. Su posición no afecta al centro de gravedad de la silla.

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Alto	Ancho	Fondo
H8633	30 cm	28 cm	40 cm

