



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Banqueta de baño SAVANA

ref: H1155

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/asientos-y-tablas-de-banera/banqueta-de-bano-savana>



Fabricada en plástico reforzado y con materiales inoxidables. Es cómoda y tiene un buen drenaje para evacuar el agua. Sus cuatro ventosas la aseguran firmemente a la bañera.

3

130

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Alto	Ancho entre patas
H1155	46 cm	29 cm	30 cm	35 cm

