



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Disco giratorio profesional PEDITURN

ref: H8864LUX

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/transferencias-con-asistente/disco-giratorio-profesional-pediturn>



PEDITURN es un disco giratorio blando recomendado para uso profesional, que gira fácilmente sin apenas fricción para reducir el estrés en las rodillas y los tobillos durante las transferencias. Por ejemplo: de la silla a la cama, tal como muestra la imagen. Diámetro: 40 cm.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Cojín giratorio

Es un cojín giratorio que facilita la transferencia entre posiciones de sentado, como de la cama a la silla de ruedas. Se utiliza cuando el usuario tiene dificultad para mover los pies durante el traslado. Su superficie antideslizante evita que los pies se salgan de su posición.



Minimiza la tensión

El PediTurn minimiza la tensión en las rodillas y los tobillos al moverse entre las áreas para sentarse.

Suave - para pies descalzos

PediTurn tiene una almohadilla delgada y suave y una superficie antideslizante, adecuada cuando el usuario no usa zapatos.

Almacenamiento

Cuando el PediTurn no está en uso, se puede colgar fácilmente en un lugar de almacenamiento adecuado.

150

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Diámetro
H8864LUX	40 cm

