



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Cinturón para movilizar

ref: H8805

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/transferencias-con-asistente/cinturon-para-movilizar>



Diseñado para movilizar personas con seguridad, es una ayuda imprescindible para facilitar el trabajo del cuidador. Da seguridad y confianza al paciente y permite trabajar en condiciones óptimas al cuidador a la vez que le evita lesiones de espalda. Disponible en dos tallas de cintura. Dos colores diferencian la talla: VERDE para la L y NARANJA para la M.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

También conocidos como cinturones de transferencia, los cinturones de marcha son dispositivos de seguridad auxiliares que se utilizan para transferir pacientes de un lugar a otro. Estos son especialmente útiles en los casos en que las personas están inmóviles o se enfrentan a una gran incomodidad en el movimiento.

Dos colores diferencian la talla: VERDE para la L y NARANJA para la M.

### **Tabla de medidas y modelos**

<b>Modelo</b>	<b>Largo ajustable</b>
H8805M	90 cm - 120 cm
H8805L	107 cm - 140 cm

