



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Ayuda transferencia TURNER

ref: H8820

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/transferencias-con-asistente/ayuda-transferencia-turner->



Un alivio para la espalda del cuidador y una práctica ayuda para transferir mediante giros a pacientes con seguridad. TURNER es una herramienta esencial para la prevención de caídas y fácil de utilizar para los cuidadores. TURNER está concebido para transferencias mediante giro de una posición de sentado a otra de sentado también. Por ejemplo de la cama a una silla de ruedas. El paciente tiene control de sus movimientos y esto le da tranquilidad y seguridad.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



Una ayuda para sentarse y ponerse de pie con un diseño intuitivo y un tamaño reducido. Etac Turner Pro es una ayuda de giro con un diseño funcional que ofrece un giro seguro del paciente con soporte de pie. Esta ayuda para girar permite una buena postura y minimiza el riesgo de lesiones para el cuidador durante el traslado, además, favorece el movimiento natural de pie y sentado del usuario. El único ajuste necesario es la altura del soporte para las piernas y el mango. A partir de entonces, la transferencia se puede realizar de forma segura mientras el cuidador y el usuario pueden mantener el contacto visual y la comunicación.

Advertencia: Es imprescindible que el usuario tenga la estabilidad suficiente en las piernas y la fuerza para levantarse para utilizar el TURNER.



### **Compacto**

Es una ayuda para sentarse y ponerse de pie, es fácil de transportar debido a su bajo peso de solo 7,5 kg. Es compacto y fácil de agarrar.



### **Soporte de piernas en ángulo**

Suave y cómodo, brinda soporte lateral. Fácil de ajustar a cualquier altura que se necesite.



### **Mango ergonómico**

El mango naranja proporciona un color fuerte y de alto contraste que puede ayudar a los usuarios con problemas de visión o demencia. También ofrece muchas posibilidades de agarre tanto para el cuidador como para el usuario.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

7

150

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Diámetro base	Alto total	Ancho asidera	Soporte piernas
H8820	40 cm	80 a 120 cm	45 cm	30 a 55cm

