



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Transfer profesional '2 move'

ref: H8900

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/transferecias-con-asistente/transfer-profesional-2-move>



Tabla especialmente diseñada para facilitar las trasferecias horizontales de pacientes, por ejemplo, de cama a camilla, a una mesa de operaciones, a mesa de rayos X, a carro de lavado, y multitud de aplicaciones.

Usando la tabla **2 MOVE** se reduce la fricción a la mínima expresión facilitando cualquier movilización.

Es fácil de llevar o guardar, se pliega por la mitad y tiene asas.

150

Tabla de medidas y modelos





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Modelo	Ancho	Fondo	Alto
H8900	180 cm	50 cm	2 cm

Accesorios



- Rollo de material deslizante de un solo uso para transferencias

