



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Sabana superdeslizante de (130x70 cm)

ref: H9971

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/transferencias-con-asistente/sabana-superdeslizante-de-130x70-cm>



Ideal para movilizar pacientes gracias a su forma de tubo y al material especial que ofrece una bajísima fricción. Reduce también la fricción en la piel del paciente y el esfuerzo del cuidador al mínimo.

Antes de usar cualquier material para movilizar y manejar pacientes es esencial estar familiarizado con el equipo que debería ser utilizado solo por personal cualificado.

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Largo	Ancho
H9971	130 cm	70 cm

