



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Mesita para cama NANI

ref: AD690

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/mesitas-auxiliares/mesita-para-cama-nani>



Práctica y atractiva mesita auxiliar, fabricada en madera y ajustable en 5 diferentes ángulos de inclinación para comer, leer, escribir, etc... Plegable y práctica de guardar. Superficie laminada y fácil de limpiar.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

La mesita/bandeja de cama de madera ajustable es atractiva y práctica para el uso diario y para todas las edades. Ideal para quienes se están recuperando o en cama por períodos de tiempo más prolongados.

Se inclina en cinco ángulos para adaptarse a una variedad de actividades, desde comer, leer, escribir, trabajar con el portátil, etc.

Las patas se pliegan para colocar la mesa cómodamente sobre el regazo del usuario sin restringir el movimiento.

Estructura de madera resistente con bandeja laminada para una superficie de trabajo lisa y fácil limpieza.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Medidas
AD690	54 x 31 cm

