




AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Tobilleras magnéticas

ref: H3402

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sistemas-de-sujeccion/tobilleras-magneticas>



Para sujetar ambos tobillos de forma rápida y eficaz. Fácil de colocar.

Incluye 4 botones magnéticos de cierre y una llave magnética.





Ayudas Dinámicas®


Productos para una mayor independencia



Tabla de medidas y modelos

Modelo	Circunferencia tobillo
H3402-M	de 19 a 28 cm
H3402-L	de 25 a 35 cm

Accesorios

-  Llave magnética / cierre con vastago y boton magnético