



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Asiento elevador WC blando 'Soft'

ref: AD513

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/elevadores-y-reposabrazos-para-wc/asiento-elevador-wc-blando-soft>



Proporciona un confort excepcional y garantiza una cómoda higiene, gracias a la espuma inyectada debajo de una capa de PVC.

185

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Altura	Ancho orificio	Fondo orificio
AD513	11 cm	21,5 cm	24 cm

