



**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>  
Productos para una mayor independencia

## Cojín posicionador de cuello

ref: H8560

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sistemas-de-posicionamiento/cojin-posicionador-de-cuello>




Ayuda a mantener una posición confortable de la cabeza tanto cuando la persona está estirada, recostada o sentada. Lleva un sistema de fijación de velcro.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



## **MICROESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO**

- Material muy ligero: Microesferas de poliestireno expandido con pequeña granulometría para mayor confort y adaptabilidad de soporte a la morfología del paciente.
- Tratamiento ignífugo.

## **COJÍN DE ANILLO**

- Soporta cómodamente la cabeza en posición sentada o semi reclinada.
- Tira de auto sujeción fácil de usar.

### **Tabla de medidas y modelos**

<b>Modelo</b>	<b>Medidas</b>
H8560	50 x 50 cm

