



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Cojín posicionador de cuello

ref: H8560

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sistemas-de-posicionamiento/cojin-posicionador-de-cuello>




Ayuda a mantener una posición confortable de la cabeza tanto cuando la persona está estirada, recostada o sentada. Lleva un sistema de fijación de velcro.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



MICROESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

- Material muy ligero: Microesferas de poliestireno expandido con pequeña granulometría para mayor confort y adaptabilidad de soporte a la morfología del paciente.
- Tratamiento ignífugo.

COJÍN DE ANILLO

- Soporta cómodamente la cabeza en posición sentada o semi reclinada.
- Tira de auto sujeción fácil de usar.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Medidas
H8560	50 x 50 cm

