



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Colchón dinámico + compresor 'Legacy Max'

ref: AD995

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/colchones-dinamicos/colchon-dinamico-de-tubos-con-compresor-legacy-max>



Sistema de tratamiento y prevención de las úlceras de decúbito gracias a la alternancia de las presiones que evita una compresión vascular prolongada en pacientes encamados durante largos periodos de tiempo y que presenten un riesgo de escaras muy elevado.

CARACTERÍSTICAS DEL COLCHÓN:

- 18 tubos de 13 cm de alto.
- CPR. Desinflado rápido (para atención en caso de parada cardiorrespiratoria).
- Sistema de ventilación por microporos.
- Función cojín.
- Conectores rápidos ("quick release").





- Colchón nylon / PU de 90 cm x 190 cm, funda con cremallera.

CARACTERÍSTICAS DEL COMPRESOR:

- Rango de presión regulable de 10 - 70 mmHg* (* en milímetros de mercurio).
- Flujo de aire de 8 litros / minuto.
- Función Estática (que sustituye a la alternante).
- **Función Auto Firm** (ver recuadro).
- Dimensiones: 34 cm x 25 cm x 12 cm.
- Led indicador de presión baja.
- Led de indicador de presión normal.
- Alarma sonora (desconectable).
- Conectores rápidos ("quick release").
- Ciclo regulable en 10, 15, 20 ó 25 minutos (2 leds para cada nivel).

130

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Medidas colchón	Alto colchón	Ancho compresor	Fondo compresor	Alto compresor
AD995	90 x 190 cm	13 cm	34 cm	12 cm	25 cm

