



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Colchón y compresor 'Legacy'

ref: AD990

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/colchones-dinamicos/colchon-dinamico-de-control-electronico-legacy>



Colchón dinámico de prevención de úlceras de decúbito.

Sistema de tratamiento y prevención de las úlceras de decúbito gracias a la alternancia de las presiones que evita una compresión vascular prolongada en pacientes encamados durante largos periodos de tiempo y que presenten un riesgo de escaras de medio a elevado.

CARACTERÍSTICAS DEL COLCHÓN:

- 18 tubos de 10 cm de alto.
- CPR. Desinflado rápido (para atención en caso de parada cardiorrespiratoria).
- Sistema de ventilación por microporos.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

- Función cojín.
- Conectores rápidos ('quick release').
- Colchón nylon / PU, funda con cremallera.

CARACTERÍSTICAS DEL COMPRESOR:

- Rango de presión regulable de 30-80 mm Hg* (en milímetros de mercurio).
- Ciclo de 12 minutos.
- Flujo de aire de 8 litros/ minuto.
- Led de indicador de presión normal.
- Led indicador de presión baja.
- Conectores rápidos ('quick release').

130

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Medidas colchón
AD990	90 x 190 cm

