



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Colchón dinámico + compresor 'Metro'

ref: AD993

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/colchones-dinamicos/colchon-dinamico-de-celulas-de-aire-con-compresor-compacto-metro>



Este equipo tiene el compresor más compacto y de medidas más reducidas del mercado, indicado para su uso en la atención domiciliaria.

El colchón de células de aire que son hinchadas alternativamente por un compresor regulable sirve para prevenir la aparición de úlceras de decúbito en pacientes encamados durante largos periodos de tiempo.

CARACTERÍSTICAS DEL COLCHÓN

- Máximo peso usuario: 100 kg
- Dimensiones: 200 X 90 cm
- Materiales: PVC

CARACTERÍSTICAS DEL COMPRESOR • Presión regulable: 30 - 60 mm Hg • Caudal: 4 litros / minuto • Ciclo: 6 minutos





Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia

100

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Medidas colchón	Ancho compresor	Fondo compresor	Alto compresor	Peso compresor
AD993	200 x 90 cm	17 cm	8 cm	16 cm	1,1 kg

