



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Colchón de látex con funda sanitaria

ref: AD930

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/colchones/colchon-de-latex-15-cm-four-seasons>



Desenfundable y con 5 zonas de sustentación diferenciadas. Fácil de limpiar con una esponja húmeda y lavable en lavadora, máx. 90º. Funda impermeable y transpirable de poliuretano incluida. El colchón tiene un tratamiento anti-bacterias y anti-hongos.

- Cumple normativa ignífuga BS 5852 CRIB 5
- 100% látex alta calidad
- Bloque de 15 cm de alto





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

El látex es un material perfectamente morfológico que reacciona al contacto con el cuerpo y sus movimientos amoldándose a sus formas. En vez de causar un excesivo hundimiento, sosteniente todos los músculos que se relajan y el cuerpo se beneficia de un descanso verdaderamente reparador. Por su estructura micro-alveolada compuesta por millones de células abiertas, el látex es transpirable. **Antialérgico:** el látex constituye un ambiente hostil a los ácaros del polvo causantes de las alergias más comunes, además no retiene la humedad. Es la garantía de una higiene perfecta.




Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho	Largo	Alto
AD930	90 cm	190 cm	15 cm

