



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Cojín cuña para coxis

ref: H9685

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/cojines-para-coxis-y-redondos/cojin-cuna-para-coxis>



Ideales para el coche o la oficina, alivia los dolores de la parte baja de la espalda y de las piernas. Hace bascular la pelvis hacia delante y ayuda a colocar la columna en la posición correcta. Tiene un corte en la parte trasera para conseguir que el coxis quede liberado de cualquier presión.

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Ancho | Fondo | Altura trasera |
|--------|-------|-------|----------------|
| H9685 | 43 cm | 37 cm | 6 cm |

