



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Cojín BASIC GEL

ref: C5

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/cojines-de-gel/cojin-basic-gel>




Cojín antiescaras de flotación líquida fabricado a base de gel fluido, de gran eficacia y prestaciones. Funda de poliuretano impermeable y transpirable Base antideslizante y asas.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



El cojín Basic Gel está disponible en dos formatos, cuadrado y en forma de herradura. Este último es recomendado para tratar padecimientos y prevención de escaras, hemorroides, llagas y fistulas.

100

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho	Fondo	Alto
C5C (cuadrado)	42 cm	42 cm	4,5 cm
C5H (herradura)	42 cm	42 cm	4,5 cm

