



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Respaldo relax de espuma viscoelástica

ref: H4101

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/accesorios-movilidad/respaldo-relax-de-espuma-viscoelastica>



Previene las úlceras por presión, al mejorar significativamente la distribución de las presiones, a la vez que su forma anatómica proporciona un gran confort. Los soportes laterales protegen la zona dorsal y el soporte lumbar favorece la adopción de la postura correcta.

## FORMA ANATÓMICA

Dos tipos de viscoelástico:

- Viscoelástico BLANCO: Viscoelástico blando, libera las presiones de la zona vertebral, favorece un correcto ajuste dorsal y proporciona una gran comodidad.
- Viscoelástico AZUL: Viscoelástico firme, transfiere la presión de las zonas de alto riesgo de escaras a zonas de menor riesgo y ayuda a mejorar la estabilidad lateral.

Funda con 3 materiales:





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

- Poliuretano de gran elasticidad y muy resistente. Impermeable y transpirable.
- Tejido resistente a la abrasión y al uso intensivo.
- Tejido técnico altamente resistente en la zona de mayor desgaste.

### **Tabla de medidas y modelos**

<b>Modelo</b>	<b>Ancho de silla</b>	<b>Alto respaldo</b>
H4101	de 36 a 45 cm	50 cm
H4101L	de 42 a 50 cm	50 cm

