



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Cojín amortiguador RING CUSHION

ref: H9935

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/cojines-para-coxis-y-redondos/cojin-amortiguador-ring-cushion>



Cojín amortiguador de espuma de alta densidad para el tratamiento de las hemorroides. Ayuda a aliviar la presión en la zona perineal, especialmente si debe permanecer sentado por períodos largos de tiempo. El cojín amortiguador se adapta a la forma del cuerpo proporcionando un alivio duradero en el caso de hemorroides, escaras, fístulas posparto, etc. Fabricado en espuma de alta densidad de una sola pieza, conserva la forma aún en períodos prolongados de uso. Ideal para su uso en casa, coche oficina, etc.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Medidas	Alto
H9935	48 x 36 cm	7 cm

