



**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

# Bastón XL

ref: AD103

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/caminadores-y-bastones/baston-xl>



Diseñado especialmente para usuarios bariátricos de hasta 325kg de peso. El soporte de antebrazo está también sobredimensionado con un ancho de 15 cm.

1

325

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Alto regulable	Largo antebrazo
AD103	68 - 110cm	15cm

