



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla de ruedas plegable 'Minimax'

ref: PLMAX

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-ruedas-bariatricas/silla-de-ruedas-plegable-minimax>



La silla de ruedas MINIMAX se pliega fácilmente y es fácil de transportar. Su sistema especial de plegado hace de MINIMAX una silla rígida y muy estable cuando está desplegada, sobre todo en comparación con sillas de ruedas plegables convencionales.

Fabricada con un tubo de acero especialmente fuerte y ligero (usado en las mountain bikes de alta gama) esta silla tiene una característica poco corriente: solo pesa el 10% del peso que soporta, 325 kg y aún así continúa siendo una silla muy maniobrable.

Las ruedas traseras están posicionadas de tal manera que soportan la mayor parte del peso del usuario y un diseño novedoso y muy ergonómico de los puños permiten empujar esta silla que soporta hasta 325 kg con un mínimo de esfuerzo. Reposapiés graduables en altura y en anchura, ideales para usuarios con piernas muy gruesas y separadas al sentarse. Aún así pueden apoyarse en estos reposapiés que aguantan hasta 100 kg cada uno. Disponible en 4 tallas.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Tensión respaldo regulable
plegable



Puños ergonómicos
para maniobrar mejor



Es la única silla bariátrica
del mercado

33

325

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Alto respaldo	Ancho total
PL MAX-56	56 cm	46 cm	51 cm	76 cm
PL MAX-61	61 cm	46 cm	51 cm	81 cm
PL MAX-66	66 cm	46 cm	51 cm	86 cm
PL MAX-71	71 cm	46 cm	51 cm	91 cm

