



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Asiento 'Fedder' y cuña

ref: TF4542

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/asientos-infantiles/asiento-fedder-y-cuna>



Esta silla es ideal para cualquier actividad de corta duración en casa o en el colegio y como alternativa a la silla de ruedas. El asiento proporciona una postura correcta sin ajustes complicados. El diseño interior del asiento moldeado tiene un ángulo asiento-respaldo de 90°. Muy duradero y de tacto blando y cálido. Lavable y ligero. El cinturón y el arnés en forma de H se ajustan fácilmente a cada niño y ayudan a mantener la postura correcta. La cuña puede utilizarse para poner el asiento en posición reclinado o sentado.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Fondo asiento	Alto respaldo	Ancho total	Ancho asiento	Alto total	Altura niño	Ancho cuña	Fondo cuña	Alto cuña
TF4542S	20 cm	46 cm	27 cm	18.7 cm	52 cm	hasta 91 cm	40 cm	56 cm	30 cm





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

TF4542M	24 cm	59 cm	36 cm	22.8 cm	69 cm	hasta 122 cm	40 cm	56 cm	30 cm
TF4542L	33 cm	73 cm	43 cm	31.7 cm	86 cm	hasta 155 cm	40 cm	56 cm	30 cm
TF4542X	42 cm	89 cm	53 cm	38 cm	104 cm	hasta 183 cm	71 cm	72 cm	48 cm

