



**Ayudas Dinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

# Asiento inodoro infantil

ref: AD515

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/bano-ninos/asiento-inodoro-infantil>




Fabricado en plástico ABS de gran resistencia.



Pequeña

Mediana

Grande





Un inodoro estable y seguro hecho de plástico (ABS). Ayuda al niño a sentarse erguido con el arnés que es fácil de ajustar. El asiento de inodoro también está equipado con reposabrazos y se fija mediante un gancho y una tuerca de mariposa en el borde posterior del respaldo. El gancho está ajustado y bloqueado para que no tenga que desenroscarlo cuando quite el elevador.

Limpieza: autoclave max 85°C tres minutos o lavado con solución jabonosa alcalina ph 5-9.

Se fabrica en tres medidas para edades de 2 a 13 años.

Con cinturón de seguridad incorporado.

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho entre brazos	Fondo asiento	Altura respaldo	Altura del arnés	Dimensiones orificio	Peso total
AD515P	23 cm	27 cm	28 cm	23 cm	16 x 12 cm	1,3 kg
AD515M	27 cm	29 cm	40 cm	25/35 cm	18 x 14 cm	2 kg
AD515G	32 cm	34 cm	51 cm	30/42 cm	22 x 17 cm	2,4 kg

