



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Cuchillos REFLEX

ref: H524

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/cubiertos-especiales/cuchillos-reflex>



Su diseño ergonómico minimiza el esfuerzo necesario para cortar y facilita el agarre con su mango cerrado y anatómico. Especialmente recomendado para la artritis y procesos reumáticos.

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Descripción	Hoja	Peso
H5240	de preparación	13 cm	140 gr
H5244	trinchante	20 cm	155 gr
H5245	chef	20 cm	165 gr
H5246	rebanador	25 cm	125 gr

