



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Cubiertos 'Manoy'

ref: CR0050

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/cubiertos-especiales/cubiertos-manoy>



Estos cubiertos, de gran ayuda para personas con control limitado de las extremidades, son un clásico entre los profesionales de la terapia ocupacional.

Los mangos facilitan el agarre tanto como es posible.

El diseño especial del cuchillo permite cortar tanto de forma clásica como con movimiento mecedora.

Van al lavavajillas hasta 80°.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Descripción
H1438	Cuchillo





Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia

H1439	Tenedor
H1440	Cuchara derecha
H1441	Cuchara izquierda
H1442	Tenedor derecha
H1443	Tenedor izquierda

