



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Taburete giratorio TURIN

ref: AD541

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-y-taburetes-de-ducha-y-bano/taburete-giratorio-turin>



Taburete inoxidable con asiento giratorio para facilitar la movilidad. Patas de aluminio de altura regulable. Incorpora una práctica repisa para poder dejar esponjas, jabones, incluso el telefono de la ducha. Desmontable sin necesidad de herramientas.

120

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Altura regulable	Diámetro asiento	Ancho total
AD541	42 - 52 cm	33 cm	36 cm

