



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Vaso de plástico con dos asas

ref: H5710

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/vasos-y-tazas/vaso-de-plastico-con-dos-asas>



Este vaso es muy estable por su base ancha y tiene dos asas anatómicas e inclinadas para beber en la posición más cómoda. El vaso puede ir al microondas y al lavavajillas.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Capacidad
H5710	300 ml

